

Bruksanvisning

för RayPilot® HypoCath® 1004

Introduktion

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. Instruktionerna innehåller viktig information för korrekt hantering av RayPilot® HypoCath®.

Begränsningar

RayPilot® HypoCath® får enbart sättas in och tas bort av utbildad vårdpersonal.
RayPilot® HypoCath® är endast avsedd att användas tillsammans med RayPilot® System.
RayPilot® HypoCath® 1004 kan anslutas till RayPilot System 2020.

Tillverkare och identifikation

Micropos Medical AB
Adolf Edelsvärds gata 11
414 51 Göteborg
Sverige
www.micropos.se
tel. +46 (0) 31 - 760 80 05

Klassificering och överensstämmelse



Produkten överensstämmer med direktivet 93/42/EEG

IP57

Produkten är IP-klassad enligt IEC 60601

Avsedd användning

RayPilot® System är avsett att användas som ett tillägg vid behandlingsplanering och strålbehandling, för att rikta in och övervaka patientens position i förhållande till isocentrum på en linjär accelerator. RayPilot® System ger noggrann, exakt och kontinuerlig lokalisering av ett behandlingsisocenter genom att använda RayPilot® HypoCath®, en sändare som ligger inom ett lumen i en urinkateter, för prostatalokalisering och spårning samt för automatisk patientidentifiering.

Produktbeskrivning

RayPilot® HypoCath® är en steril engångsprodukt. Produkten är en Foleykateter med tre lumen av silikon där en sändare är inbyggd i ett av kateterns lumen. RayPilot® HypoCath® har ett dräneringslumen, som också möjliggör reproducerbarhet av urinblåsans fyllning och en ballonginflationskanal. Produkten har en integrerad ballong mot spetsen på katetern och en tratt med en uppblåsningsventil i kateterns botten.

RayPilot® HypoCath® med dess integrerade sändare är en viktig del av RayPilot® System. Sändaren i RayPilot® HypoCath® skickar en signal till mottagaren RayPilot® Receiver. Sändarens position bestäms och visas i användargränssnittet för RayPilot® Software. RayPilot® HypoCath® är utrustad med ett elektriskt uttag som kan anslutas till RayPilot® Receiver. Uttaget innehåller ett ID-chip med ett unikt ID-nummer som ska tilldelas en patient för varje RayPilot HypoCath®. Uttaget får inte anslutas till något annat.

Produktspecifikation

Ballongfyllningsvolymerna är 10–40 ml och skaftstorleken är 16 French (Fr.), Charrière (Ch.), vilket anges på tratten till varje kateter. Längden på RayPilot® HypoCath® är cirka 42 cm. RayPilot HypoCath® innehåller en radioopak bariumlina som möjliggör identifiering av urinröret när den förs in i en patient.

RayPilot® HypoCath® har steriliserats med etylenoxid (EtO). Utgångsdatumet är tryckt på den sterila påsen och på den yttre lådan. Varje RayPilot® HypoCath® levereras separat i en steril påse.

Användning

Insättning av kateter

1. Insättning av RayPilot® HypoCath® ska alltid utföras i enlighet med lokala och nationella riktlinjer för bästa praxis. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt handhygien, aseptiska tekniker för platsförberedelse, utrustning och hjälpmaterial.
2. Öppna RayPilot® HypoCath®-förpackningen i slutet av kontakten utan att ta bort hela RayPilot® HypoCath® från dess sterila förpackning.
3. Kontrollera funktionen hos sändaren i RayPilot® med hjälp av sändartestanordningen. Observera att sändartestanordningen inte kan steriliseras. Åtgärder för att skydda RayPilot® HypoCath® så att den förblir steril måste vidtas före införandet.
4. Före insättning, testa att ballongen går att blåsa upp och använd sterilt vatten eller en lösning bestående av sterilt vatten med glycerin enligt blandningsförhållandet 9:1 för uppblåsning.
5. Smörj RayPilot® HypoCath® med lämpligt vattenlösligt smörjmedel.
6. Dra den tömda katetern genom urinröret och in i urinblåsan.
7. För försiktigt in katetern 5–8 cm bortom den punkt där urinen börjar flöda. Anledningen till att RayPilot® HypoCath® ska föras längre in i urinblåsan är för att säkerställa att ballongen till RayPilot® HypoCath® har passerat urinblåsans hals.
8. Anslut en spruta som innehåller sterila medier till Luern på lumen för uppblåsning på RayPilot® HypoCath®.
9. Använd sprutan för att fylla ballongen.
10. Dra tillbaka katetern tills du känner ett motstånd från ballongen mot urinblåsans vägg. Under behandlingen ska RayPilot® HypoCath® fixeras enligt kliniskt förfarande vid urinrörets öppning, till exempel på patientens ben.
11. För slutlig anpassning av sändarens position kan ballongens fyllningsgrad justeras genom att ballongen blåses upp på ett annat sätt. Detta gör att användaren kan positionera sändaren mer proximalt till blåsan genom att blåsa upp ballongen inom de angivna volymerna.
12. Anslut trattens dräneringslumen till en dräneringspåse och säkerställ god dränering av katetern.
13. RayPilot® HypoCath® är nu klar att använda.
14. För mer information om användningen av systemet RayPilot® System, se bruksanvisningen för RayPilot® System.

Kateterunderhåll för RayPilot® HypoCath® under hela behandlingen

Vårdgivaren ska regelbundet kontrollera om det finns tecken och symtom på infektion, åtminstone vid varje strålbehandlingsfraktion.

Rengör händerna omedelbart före och efter varje manipulation av RayPilot® HypoCath®. Dra tillbaka RayPilot® HypoCath® för att säkerställa ballongens placering mot blåsväggen före varje behandling.

Utbyte av urinuppsamlingssystemet ska ske i enlighet med lokala och nationella riktlinjer för bästa praxis.

Vårdgivaren måste säkerställa att patienten får anvisningar om relevant innehåll avseende katetervård och -underhåll i enlighet med denna bruksanvisning.

Kontrollera RayPilot® HypoCath® vid alla behandlingssessioner för att säkerställa att ballongvolymen bibehålls.

1. Töm/aspirera det sterila mediet helt från ballongen medan RayPilot® HypoCath® hålls på plats i urinblåsan.
2. Byt ut den önskade volymen med nytt sterilt medium till ballonglumen.
3. Avlägsna RayPilot® HypoCath® omedelbart efter avslutad behandling.

Om behandlingen är längre än 30 dagar måste RayPilot® HypoCath® bytas ut.

RayPilot® HypoCath® är inte säker för MR. Observera att MR-skanningar under användning av RayPilot® HypoCath® kan introducera lokala artefakter.

Reproducerbarhet av urinblåsefyllning under behandling

Under behandlingen kan blåsan fyllas med angiven mängd vätska för att reproducera den fyllning av urinblåsan som skedde vid CT-skanningen inför planering. Detta sker genom att först tömma blåsan och därefter fylla den med sterilt vatten. Flödes hastigheten ska vara 100–150 ml/min. Mängden påfyllning som krävs innan behov av tömning varierar mycket mellan patienter och är beroende av patientens ålder. Påfyllningsmängden bör inte överstiga 300 ml.

Avlägsnande av kateter

1. Ballongen måste vara helt tömd innan RayPilot® HypoCath® avlägsnas.
2. Klipp inte hål i RayPilot® HypoCath® eller i uppblåsningskanalen för att tömma ballongen.
3. Töm ballongen genom att föra in Luer-spetsen på en tom spruta i ventilen och aspirera lösningen helt.
4. Avlägsna RayPilot® HypoCath® enligt vedertagna medicinska tekniker.
5. Kassera RayPilot® HypoCath® enligt sjukhusets riktlinjer.

Tiden för kvarliggande av RayPilot HypoCath bör begränsas i behandlingsprotokollet och katetern bör tas bort så snart behandlingen med RayPilot System är avslutad.

Miljöförhållanden

Miljöförhållandena är endast relevanta för användning och förvaring eftersom funktionen hos HypoCath® testas före användning.

Temperatur

Enheten anses säker vid en temperatur av +10 °C till +40 °C.

Luftfuktighet

Enheten anses säker vid en relativ luftfuktighet på 30 % till 75 %.

Tryck

Enheten anses säker vid ett atmosfäriskt tryckintervall på 70,00 kPa till 106,0 kPa.

Kontraindikationer

RayPilot® HypoCath® ska inte användas för patienter med känd allergi mot silikon, eller om patienten är överkänslig mot guld..



Varningar

- Använd inte RayPilot® HypoCath® om den sterila förpackningen har brutits eller är skadad.
- RayPilot® HypoCath® är endast avsedd för engångsbruk. Återsterilisera eller återanvänd inte efter avlägsnande.

Försiktighetsåtgärder

RayPilot® HypoCath® får enbart användas av utbildad och erfaren vårdpersonal.

En läkare måste utvärdera lämpligheten för patienten att behandlas med strålning och användningen av RayPilot®-systemet och RayPilot® HypoCath®.

Kvarliggandet av RayPilot® HypoCath® ska vara så kort som är tillåtet enligt strålbehandlingsprotokollet för att minska sannolikheten för infektion.

RayPilot® HypoCath® måste smörjas med lämpligt vattenlösligt smörjmedel före insättning enligt vedertagna medicinska tekniker.

Försiktighet bör iakttas när RayPilot® HypoCath® är svår att föra in (t.ex. hos patienter med uretrastriktur).

En Luer-spruta måste användas för att blåsa upp ballongen.

Överfyll inte ballongen.

Om katetern eller sändaren är mekaniskt trasig, se till att allt material tas bort.

















Kläm inte om kateterskaftet eftersom detta kan göra att uppblåsningslumen skadas.

RayPilot® HypoCath® är inte säker för MR. Produkten ska hållas utanför rummet med magnetkameran.

Potentiella komplikationer

Patienten kan få urinvägsinfektion.

Symboler på förpackningen

	Avsedd för engångsbruk
	Steriliserad med etylenoxid
	Tillverkningsbatch
	Utgångsdatum (ÅÅÅÅMM)
	Läs bruksanvisningen
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Artikelnummer
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad
	Produkten överensstämmer med WEEE-direktivet
	Skydda mot fukt
	Skydda mot solljus
	Tillämpad del typ CF
	RayPilot® HypoCath® är inte säker för MR. Den ska hållas utanför MR-skannerrummet.
	Endast receptbelagd användning (benämning gällande i USA)
	Unik enhetsidentifierare